

ACTIVALL - Pionizator Dynamiczny**Cena :****3.000,00 zł**Nr katalogowy : **activall**Producent : **Akces-Med**Dostępność : **Dostępny**Stan magazynowy : **poniżej średniego**

Średnia ocena :

Pionizator Dynamiczny ACTIVALL

Pionizator dynamiczny **ACTIVALL** służy do czynnej pionizacji i nauki chodzenia. Jest to sprzęt nowoczesny, stabilny, solidny a zarazem prosty w obsłudze. Dzięki swojej specyficznej budowie oraz rozbudowanym funkcjom w znacznym stopniu ułatwia naukę chodzenia zarówno w domu jak i w placówkach służby zdrowia. Dodatkowym atutem wyrobu jest możliwość zastosowania różnego typu kół np. koła z blokadą kierunku jazdy, koła z blokadą cofania się pionizatora, co zdecydowanie pomaga pacjentowi w procesie rehabilitacji oraz pozwala precyzyjnie dostosować urządzenie do jego schorzenia. W razie potrzeby istnieje możliwość zastosowania u pacjentów z niedowładem kończyn dolnych aparatów na goleń i udo zwiększających bezpieczeństwo pacjenta, poprzez lepszą stabilizację nóg.

Urządzenie można stosować w następujących jednostkach chorobowych

- niedowłady kończyn dolnych
- stany po urazach kręgosłupa szyjnego, piersiowego
- choroby demielinizacyjne rdzenia
- zaawansowana choroba reumatyczna
- dziecięce porażenie mózgowie
- przepukliny oponowo-rdzeniowe
- zeszytniające zapalenie stawów kręgosłupa
- polineuropatie

Tabela rozmiarowa

Wyrób oferujemy w 2 rozmiarach dla dorosłych i 3 rozmiarach dla dzieci. Prosimy o zapoznanie się z indywidualną kartą pomiarową, która pomoże dobrać sprzęt spełniający Państwa oczekiwania.

	1	2	3	4	5
A. Szerokość bioder w cm (maksymalna)	25	27	29	32	41
B. Głębokość bioder w cm	22	24	25	28	36
C. Szerokość klatki piersiowej w cm	25	27	29	32	41
D. Głębokość klatki piersiowej w cm	22	24	25	28	36
E. Wysokość do osi stawu biodrowego w cm	45-60	68-84	78-101	84-114	100-147
F. Wysokość do poziomu mostka w cm	60-73	82-97	96-118	101-131	117-161
G. Waga użytkownika (max)	25kg	40kg	60kg	80kg	95kg

[Download](#)
Spis plików do pobrania

1. Formularz zamówień
2. Katalog produktu
3. Instrukcja obsługi

[Chcesz zadać pytań odnośnie tego produkty naciśnij przycisk](#)
(proszę o podanie linku lub nazwy produktu)



Watermark