

**DALMATYŃCZYK - Pionizator Rehabilitacyjny Dla Dzieci****Cena :****8.000,00 zł**Nr katalogowy : **dalmatyńczyk**Producent : **Akces-Med**Dostępność : **Dostępny**Stan magazynowy : **poniżej średniego**

Średnia ocena :

**Pionizator Statyczny Dla Dzieci DALMATYŃCZYK**

Pionizator rehabilitacyjny **DALMATYŃCZYK** wykonany jest z ekologicznego drewna, służy zarówno jako fotelik rehabilitacyjny do wstępnej adaptacji dziecka w pozycji siedzącej, a także jako pionizator statyczny w dalszym procesie rehabilitacji. Zarówno terapeuci, jak i osoby do tego uprawnione mogą pionizować dziecko nie wyjmując go z pionizatora, dzięki systemowi silników elektrycznych i pilota. Poprzez swoją wielofunkcyjność, bogatą regulację i wyposażenie w sposób kompleksowy uzupełnia proces rehabilitacji małego pacjenta. W razie nietrzymania głowy przez dziecko możemy zastosować pas stabilizujący głowę. W urządzeniu można pionizować dziecko od 0 do 90 stopni.

**Urządzenie można stosować w następujących jednostkach chorobowych:**

- mózgowie porażenie dziecięce
- paraparezy
- paraplegie
- tetraplegie
- tetraparezy
- choroby zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego
- urazy wielonarządowe
- porażenie kończyn dolnych
- porażenie cztero kończynowe
- zaawansowane choroby demielinizacyjne
- czwarty okres choroby reumatycznej
- przepukliny oponowo-rdzeniowe
- złamania kręgosłupa z porażeniami
- stany po urazach kręgosłupa - odcinka lędźwiowego, piersiowego, szyjnego

**Tabela rozmiarowa**

Pionizator DALMATYŃCZYK oferujemy Państwu w 3 rozmiarach przystosowanych do wieku, wzrostu i wagi dzieci. Prosimy o zapoznanie się z indywidualną kartą pomiarową, która pomoże dobrać sprzęt spełniający Państwa oczekiwania.

	1	2	3
<b>A. Szerokość bioder w cm</b>	15-23	19-26	21-33
<b>C. Szerokość klatki piersiowej w cm</b>	15-23	19-26	21-33
<b>G. Waga użytkownika (maksymalna)</b>	25kg	45kg	60kg
<b>I. Długość podudzia (w funkcji pionizatora) w cm</b>	12-31	15-31	12-45
<b>I. Długość podudzia (w funkcji fotelika) w cm</b>	20-34	20-34	25-50
<b>J. Długość tułowia (od kręta większego do czubka głowy) w cm</b>	47-56	48-62	64-77
<b>L. Odległość od pleców do łydki w cm</b>	15-24	22-34	24-40
<b>M. Długość stóp w cm</b>	17	21	26
<b>N. Wysokość dziecka w funkcji pionizatora w cm</b>	86-105	92-122	115-150

Download

**Spis plików do pobrania**

1. Formularz zamówień



2. Katalog produktu

**[Chcesz zadać pytań odnośnie tego produkty naciśnij przycisk](#)**  
**(proszę o podanie linku lub nazwy produktu)**



Watermark