

MYGO - Fotelik Stabilizujący Dla Dzieci



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **mygo**

Producent : **Otto Bock**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **niski**

Średnia ocena :

MYGO - Fotelik Stabilizujący




MYGO to nazwa nowego fotelika dla dzieci łączącego wysoką jakość wykonania z unikalną funkcjonalnością. Fotelik posiada specjalny system pozycjonujący pozwalający na korekcję pozycji siedzącej dziecka - kształtując prawidłową postawę oraz jakże ważny nawyk przyjmowania właściwej pozycji podczas siedzenia. System pozycjonujący składa się z elementów korekcyjno- podpórczych . W zależności od potrzeb poszczególne elementy mogą być łatwo regulowane i dostosowywane całkowicie indywidualnie. Unikatowe cechy fotelika a w szczególności peloty biodrowe i lędźwiowe zapewniają rodzicom oraz dziecku wysoki komfort użytkowania (indywidualnego dopasowania przez rodziców do nierzadko zmieniających się potrzeb dziecka). Nowatorski system osiowania pomiędzy oparciem a siedziskiem powoduje iż przy zmianie kąta oparcia - przejście do pozycji relaksacyjnej nie powoduje względnego wydłużenia oparcia a co za tym idzie nie uciskają dziecka boczne peloty w okolicy pachowej. W tym siedzisku wszystkie elementy przy zmianie katów pociągają za sobą właściwą zmianę pelot, kamizelek i pasów pozycjonujących. Celem przy projektowaniu siedziska MYGO było- właściwe pozycjonowanie miednicy, tułowia oraz kończyn i głowy. Siedzisko terapeutyczne przystosowane jest do pozycjonowania dziecka MPD z ograniczeniami ruchomości kończyn, dysproporcji w jej długościach oraz przy zaburzeniu napięcia mięśniowego. Wielopłaszczyznowa regulacja pelot, siedziska oraz oparcia decyduje o uniwersalności zastosowania tego samego urządzenia dla wielu dzieci.

O MYGO można śmiało powiedzieć, że rośnie razem z dzieckiem ponieważ parametry siedziska są regulowane i łatwo dają się zmieniać. Możemy więc siedzisko wydłużyć jak i poszerzać, natomiast oparcie z zagłówkiem rozciągać. Również kąty oparcia i podnóżka są regulowane a także kąt całego fotelika pozwalający dziecku na przyjęcie pozycji siedzącej aktywnej (np podczas jedzenia) jak i relaksującej (podczas odpoczynku).

Nie bez znaczenia jest fakt, iż siedzisko można przekładać na ramę jezdną (typ Kimba, Discovery) uzyskując w ten sposób wózek dziecięcy lub stosując podstawę pokojową systemu Kimba lub Spider. Siedzisko opcjonalnie można wyposażyć MYGO w blat z możliwością regulacji w 2 płaszczyznach. Pozwala to na wykorzystanie siedziska jako urządzenia wspomagającego rozwój psycho- ruchowy. MYGO można także umieścić na podwoziu dziecięcego wózka elektrycznego Skipipi zapewniając dziecku mobilność i pewną niezależność.

Download 

Spis plików do pobrania

-  1. Formularz zamówień
-  2. Katalog produktu
-  3. Instrukcja obsługi

[Chcesz zadać pytań odnośnie tego produkty naciśnij przycisk](#)
(proszę o podanie linku lub nazwy produktu)

